

Ficha técnica

ASPIRADOR RECOGE MUESTRAS



Para mosto

Descripción:

Aspirador para tomar muestra de mosto con lámina perforada para acceso a líquido.

Modo de empleo

- 1 Inserte el aspirador en el interior del depósito de mosto del cual se desea sustraer la muestra.



- 2 Una vez dentro, introduzca una manguera para aspirar el mosto muestra del contenido. (el aspirador separa el contenido y facilita el acceso al líquido).

- 3 Retire la manguera y el aspirador.

