

Ficha técnica **ASPIRADOR INOX** Para mosto


Descripción:

Fabricado enteramente en acero inox, para recoger muestras de mosto de manera sencilla.

Lámina perforada para permitir la aspiración del mosto en el depósito.

Modo de empleo

- 1 Inserte la cesta en el interior del depósito de mosto del cual se desea sustraer la muestra.



- 2 Una vez dentro, introduzca una manguera para aspirar el mosto muestra del contenido. (la cesta separa el contenido y facilita el acceso al líquido).

- 3 Retire la manguera y la cesta.

